

ゲル撮影装置

簡単CMOSカメラシステム 3タッチで撮影・プリント完了！！

CMOS カメラ式ゲル撮影装置
タブレット PC 付き

期間限定キャンペーン

この機会に是非お試しください。


コストパフォーマンス抜群
フード型

キャンペーン金額 **¥320,000**

切り出しもできる
ボックス型

6月中旬 新発売

DigiPrint Mini DP-Mini CCDz



別途励起装置が必要です。



TabletPCは
取り付け場所を選べます

タブレット PC コントロール式 CMOS センサー撮影装置、
専用ソフトウェアで、3タッチで撮影・プリント完了！！

ズームレンズ搭載で便利、ゲルにジャストフィット撮影できます。
Optionの内蔵落射励起光源を付ければ、EtBrやGreen系色素まで撮影できます。

Option:DP-MiniLED 取付例



カメラ	130万画素 1/2inch, mono CMOS
レンズ	ズーム 4-48mm F1.0-C
撮影範囲	180 x 160mm
Software	MISVSIIソフトウェア
TabletPC	Windows 64bit 10.1inchTFT
暗ボックス	フード式 全面扉付 W220 x D220 x H340mm
カメラを含むサイズ	W220xD220xH580mm

製品名	仕様	型式	金額	キャンペーン金額
デジプリントMini CCDz	LED用	DP-Mini CCDz LD	¥460,000	¥320,000
デジプリントMini CCDz	UV用	DP-Mini CCDz UV	¥498,000	¥348,000
LED透過イルミネーター		Lti-ExMB	¥148,000	¥118,000
UVトランスイルミネーター	302nm	MB-21	¥148,000	

DigiPrint Doc DP-GD130z

6月中旬 新発売

PC システムでも使いやすい専用ソフトウェア 撮影・保存・プリントが3タッチで完了！！



準備中



準備中

暗ボックスの特徴

- ・左右扉と観察窓が付いて、切出しができます。
- ・LED モデルには、オレンジフィルター付き
- ・UV モデルには、高性能ワイドバンドパスフィルター付き
- ・各種イルミネーターに乗せられます。

お得なセットモデルをご用意いたしました。

- ・専用 LED 透過イルミネーターセットモデル DP-GD130zLED
- ・+プリンターをセットしたフルセットモデル DP-GD130zFull

セットキャンペーンをご用意いたします。

品名	仕様	型式	金額	キャンペーン金額
デジプリントDoc LD	LED励起仕様	DP-GD130zLD	¥548,000	¥438,000
デジプリントDoc UV	UV励起仕様	DP-GD130zUV	¥598,000	¥478,000
デジプリントDoc LD	LEDセット	DP-GD130zLED	¥708,000	¥538,000
デジプリントDoc LD	フルセット	DP-GD130zFull	¥958,000	¥738,000

DigiPrint Doc DP-GD130z	
カメラ	130万画素 1/2inch, mono CMOS
レンズ	ズーム 4-48mm F1.0-C
フィルター LDモデル	オレンジフィルター
フィルター UVモデル	高性能バンドパスフィルター
Software	MISVSIIソフトウェア
コンピューター	Windows 64bit
暗ボックス	前扉、左右扉、のぞき窓付 白色LED照明 フィルタートレー
本体サイズ	W270 x D250 x H320mm
カメラを含むサイズ	W270 x D270 x H480mm