


## MultImager II ChemiBOX仕様

### ケミルミ専用 暗BOX



ステージ 4 段調節

#### ChemiBOX

- ケミルミ専用暗ボックス
- サンプルステージ 4 段調節
- 庫内白色LED光源標準搭載
- LED透過イルミネーターを収納可能 (option)
- フィルタートレー装着可能 (option)
- BOXサイズ W270xD270xH370mm

使えるケミルミ撮影装置  
Option追加でゲル撮影も可能に！！

税込み100万円以内

- \*必要十分な性能でコストパフォーマンスは最高
- \*高感度Sony社CCDセンサー140万画素
- \*2つのケミルミ撮影モード、MISVS IIソフトウェアで簡単撮影
- \*タッチ操作で完結できるタブレットPCコントロールシステム
- \*設置スペース300 x 300mm、置き場所に困りません。
- \*オプションの収納式LED透過イルミネーターでゲル撮影もOK

MultImager II ChemiBOX	
カメラ	Sony ICX285 140万画素
レンズ	単焦点レンズ F0.95 25mm
TabletPC	Windows10 64bit 11.6inchTFT
Software	MISVSIIソフトウェア
暗ボックス	前扉、4段サンプルステージ、庫内白色LED照明
ボックスサイズ	W270 x D270 x H370mm
カメラを含むサイズ	W270 x D270 x H600mm

品名	仕様	型式	金額	キャンペーン金額
MultImager II ChemiBOX	140万画素	Mi-II 140CB	¥1,280,000	¥900,000

## MultImager II MultiBOX仕様

### 多目的撮影用 暗BOX



フィルタートレー



LED励起光源Blue Set  
+フィルタートレー標準搭載  
多色蛍光撮影に対応



標準搭載  
LED励起光源Blue (485nm) Set



ステージ 5 段調節



ケミルミ撮影と多色蛍光撮影に  
対応したマルチプラットフォーム

- \*3色蛍光撮影まで視野に入れたマルチプラットフォーム
- \*高感度Sony社CCDセンサー140万画素
- \*2つのケミルミ撮影モード、MISVS IIソフトウェアで簡単撮影
- \*タッチ操作で完結できるタブレットPCコントロールシステム
- \*設置スペース400 x 350mm、置き場所に困りません。

MultImager II MultiBOX	
カメラ	Sony ICX285 140万画素
レンズ	単焦点レンズ F0.95 25mm
TabletPC	Windows10 64bit 11.6inchTFT
Software	MISVSIIソフトウェア
暗ボックス	前扉、5段サンプルステージ、庫内白色LED照明 落射LED励起光源485nm、590nm BandPass filter 4穴フィルタートレー標準装備
ボックスサイズ	W320 x D310 x H390mm
カメラを含むサイズ	W320 x D310 x H600mm

#### MultiBOX

- 庫内にLED励起485nmと白色LED光源標準搭載
- ケミルミ撮影装置でありながら標準で電気泳動ゲル撮影やゲルからのDNA抽出まで可能
- サンプルステージ 5 段調節
- OptionでLED励起光源を2種類とフィルターの追加搭載可能  
近赤外撮影まで対応します。

品名	仕様	型式	金額	キャンペーン金額
MultImager II MultiBOX	140万画素	Mi-II 140MB	¥1,580,000	¥1,128,000

ご用命は

## バイオツールズ株式会社

〒370-3531 群馬県高崎市足門町 854-7  
TEL 027-384-3791 FAX 027-384-3792

東日本担当 宮崎 隆  
携帯: 090-1653-1568

E-mail: miyazaki@biotools.jp

info@biotools.jp

西日本担当 宮崎 聖  
携帯: 090-1895-1853

E-mail: mysho@biotools.jp

http://www.biotools.jp