

Simple Camera

簡単便利に誰でも写真撮影ができます。

4K Tribrid Camera XPTOP8MPA



キャンペーン金額
248,000円



モニター一体型カメラとして
スタンド型モニターとしても使えます。



4k Tribrid カメラ 13.3inch 4kモニターセット

センサー	裏面照射 CMOS Sony IMX334
HDMI 出力	1/1.8inch 3840x2160 829 万画素
コントロール	カメラ内蔵ソフト or PC コントロール
画像保存	SD カード、USB フラッシュメモリー
静止画保存	800 万画素
動画保存	4K 30fps MP4
静止画再生	カメラ単体で再生可能
動画再生	保存画像とライブ画像を分割比較
付属品	カメラ本体、AC アダプター、USB マウス USB Wi-Fi、HDMI ケーブル、USB 3.0 ケーブル PC 用ソフトウェア CD、SD カード 16G 4K 15.6inch TFT モニター、AC アダプター

目的と場所に応じた使い方を选べる3wayカメラ 4K Tribrid カメラ

1 PC いらす! カメラ内蔵のソフトウェアでモニターを見ながら簡単コントロール

- * 静止画・動画も撮影できます。
- * スケールバー表示も計測もできます。
- * **ファイル名を付けて保存**を選択できます。
- * 画像保存は、SDカードorUSBメモリー
- * 4K 60fps表示でストレスがありません。
- * 保存画像のフォーマットを指定できます。
- * USBキーボードを接続できます。

2 USB2.0 でコンピューターにつないで、多機能なソフトウェアでコントロール

- * **ToupViewソフトウェアのフル機能が使えます。**
- * HDMIモニターに同時出力できます。

3 Wi-Fi を使って無線操作でコントロール

- * LAN環境でのご使用は、Wi-Fi(無線)や有線でもご使用できます。
- 使用可能
 - ・Windows
 - ・iOS(撮影機能のみ)
 - ・アンドロイド(撮影機能のみ)

品名	型式	仕様	金額	キャンペーン金額
4K Tribrid Camera 13.3inch 4kモニターセット	XPTOP8MPA-4kTFT	4K	¥340,000	¥248,000
4K Tribrid Camera	XPTOP8MPA	4K	¥280,000	¥228,000
4Kモニター	TPHD4K133B	13.3inch	¥60,000	

Feel free HDMI Camera QE shot Mini

モニター付きキャンペーンセット キャンペーン金額
Full HD 高精細 13.3inch モニター付
148,000円



PC レス! 高精細 13.3inch モニター付 Full HD CMOS カメラ

特徴

- ◇省スペース・PCレスで簡単コントロール
- ◇Sony裏面照射CMOSセンサーによりきれいな画像
- ◇感度が高く明るい蛍光画像であれば撮影できます
- ◇フレームレートが高くストレスフリー
- ◇計測・測長・スケールバーの挿入可能
- ◇データはすべてSDカードに

セット内容
Full HD Camera XPLITE1080PA
13.3inch 高精細モニター HD1080LCD
ACアダプター 12V1A
二股電源ケーブル・マウス・SDカード
※Cマウントアダプターは別売になります。

品名	型式	仕様	金額	キャンペーン金額
QE shot Mini TFT	XPLITE1080PA-TFT	Full HD	¥190,000	¥148,000

Model	冷却方式	インターフェース	CMOSセンサー	ピクセルサイズ	感度	フレームレート	露光時間	Cマウントアダプター
	画素数		センサーサイズ		Dark Signal			
QE shot Mini XPLITE1080PA-TFT	200万画素 ローリングシャッター	HDMI	Sony IMX307 1/2.8"(5.12x3.84)	2.9x2.9	1300mv with 1/30s	60fps 1920x1080	0.01ms~1000ms	0.5 x

構成内訳 : カメラ本体、SDカード、HDMIケーブル、13.3inch Full HDモニター、二股電源ケーブル、マウス、ACアダプター

金額には消費税を含んでおりません。また、製品の仕様および金額は予告なく変更される場合があります。最新の情報はホームページにてご確認をお願い致します。

info@biotools.jp http://www.biotools.jp