

## 正立顕微鏡



正立顕微鏡 三眼鏡 MS-UP1502T 金額 228,000 円

キャンペーン金額 178,000 円

### 4K Tribrid Camera 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-UP1502T 4K セットキャンペーン金額 **¥380,000**

仕様	
鏡筒	三眼、30° 瞳孔間 48-75mm
アイピース	Wf10x/22mm、直径 30mm、視度調整 -/5
レボルバー	4穴
対物レンズ	Infinite Plan 4X, 10X, 40X, 100X
コンデンサー	Abbe Condenser NA1.25
ステージ	Mechanical Stage 216x150mm
Cマウントアダプター	1x
照明	ケラー照明 3W/LED
サイズ	W200xD270xH390mm

4K Tribrid Camera



## 倒立顕微鏡



倒立顕微鏡 三眼鏡 MS-IV0205T 金額 435,000 円

キャンペーン金額 348,000 円

### 4K Tribrid Camera 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-IV0205T 4K セットキャンペーン金額 **¥538,000**

仕様	
鏡筒	三眼頭、45° 傾斜、360° 回転可能、瞳孔間距離 55~75mm
アイピース	Wf10x/22mm、接眼レンズチューブ径 30mm、近焦点距離 10mm
レボルバー	4穴
対物レンズ	PL4x/0.10、位相差 10x/0.25 php2、20x/0.40PHP2
コンデンサー	Long Working Distance Condenser, W. D. 70mm
ステージ	XY メカニカルステージ 標準装備
照明	High Light 9W LED, Brightness Adjustable
サイズ	W200xD362xH508mm

XY メカニカルステージ 標準装備



45x ズーム式実体顕微鏡 キャンペーン金額 158,000 円

三眼鏡筒 MS-ST45T 金額 198,000 円

### QE shot Mini 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-ST45T QE セットキャンペーン金額 **¥278,000**



仕様	
鏡筒	三眼鏡筒 45° 54-75mm
	視度調節付き
アイピース	WF10x/22mm, Dia. 30mm,
倍率	0.67x ~ 4.5x
レシオ	1:6.7
動作距離	105mm
Cマウントアダプター	0.5x
スタンド	LED 落射、透過照明
サイズ	W200xD270xH390mm

QE shot Mini



55x ズーム式実体顕微鏡 キャンペーン金額 180,000 円

三眼鏡筒 MS-ST55T 金額 225,000 円

### QE shot Mini 特別セットモデル キャンペーン

OderNo:MS-ST55T QE セットキャンペーン金額 **¥298,000**



仕様	
鏡筒	三眼鏡筒 45° 54-75mm
	視度調節付き
アイピース	WF10x/22mm, Dia. 30mm,
倍率	0.65x ~ 5.5x
レシオ	1:8.5
動作距離	115mm
Cマウントアダプター	0.5x
スタンド	LED 落射、透過照明
サイズ	W200xD270xH390mm

ご用命は

バイオツールズ株式会社

〒370-3531 群馬県高崎市足門町 854-7  
TEL 027-384-3791 FAX 027-384-3792

東日本担当 宮崎 隆  
携帯: 090-1653-1568  
E-mail: miyazaki@biotools.jp  
info@biotools.jp

西日本担当 宮崎 聖  
携帯: 090-1895-1853  
E-mail: mysho@biotools.jp  
http://www.biotools.jp