

実体顕微鏡

ズーム式実体顕微鏡 Cマウントアダプター付

三眼鏡筒に透過LED照明と落射LED照明、ズーム式だからオールマイティーに使えます！！

45xズーム式実体顕微鏡 三眼鏡筒 BS-3030BT
販売金額 175,000円



キャンペーン金額
¥138,000

仕様
光学系 グリノー光学系
鏡筒 三眼鏡筒
アイピース 10x/φ22mm 視度調節付
ズーム 0.67x~4.5x (6.7~45x)
操作距離 110mm
照明 落射LED 透過LED照明付
Cマウント 0.5x Cマウントアダプター付
サイズ W250xD280xH380

51xズーム式実体顕微鏡 三眼鏡筒 BS-3048T4
販売金額 250,000円



キャンペーン金額
¥198,000

仕様
光学系 グリノー光学系
鏡筒 三眼鏡筒
アイピース 10x/φ24mm 視度調節付
ズーム 0.66x~5.1x (6.6~51x)
操作距離 110mm
照明 落射LED 透過LED照明付
Cマウント 0.5x Cマウントアダプター付
サイズ W300xD340xH400

正立顕微鏡

コストパフォーマンスに優れた正立顕微鏡三眼鏡筒付、メカニカルステージ付でとってもリーズナブル！！

正立顕微鏡 三眼鏡筒 Cマウントアダプター付
BS-2040T 販売金額 198,000円



キャンペーン金額
¥158,000

三眼鏡筒標準



仕様
鏡筒 三眼鏡筒 30°C 100:0 50:50
アイピース WF10x/φ18mm 視度調節付
レンズ semi-plan Achromate 4x 10x 40x 100x
コンデンサー NA1.25
ステージ メカニカルステージ 140x140/75x50mm
Cマウント 0.5x Cマウントアダプター
照明 LED可変照明
サイズ W200xD300xH410mm

正立蛍光顕微鏡 三眼鏡筒 Cマウントアダプター付
BS-2040FT 販売金額 498,000円



キャンペーン金額 **¥398,000**

LED式蛍光ユニット搭載
470nm/530nmを標準装備しました。

LED式蛍光ユニット



仕様
鏡筒 三眼鏡筒 30°C 100:0 50:50
アイピース WF10x/φ18mm 視度調節付
レンズ semi-plan Achromate 4x 10x 40x 100x
コンデンサー NA1.25
ステージ メカニカルステージ 140x140/75x50mm
Cマウント 0.5x Cマウントアダプター
照明 LED可変照明
蛍光ユニット 3W LED式蛍光ユニット
Excitation Dichroic Mirror Carrier Filter
Blue BP460~490 DM505 BA515
Green BP510~550 DM570 BA590
サイズ W200xD300xH410mm

倒立顕微鏡

倒立顕微鏡 三眼鏡筒 Cマウントアダプター付
BS-2090T 販売金額 348,000円

キャンペーン金額 **¥278,000**

培養細胞の確認にベストマッチ！！

必要十分な機能・装備でお求めやすくなりました。
オプションでメカニカルステージも付けられます。

Option : XYメカニカルステージセット BS-2090XY 金額 75,000円



仕様
鏡筒 三眼鏡筒 30°C 100:0 50:50
アイピース WF10x/φ22mm 視度調節付
レンズ Plan Achromatic 4x 40x
位相差 Plan10x/0.25 WD10mm
位相差 Plan20x/0.4 WD5.1mm
コンデンサー NA0.3 LWD72mm
ステージ プレーン 160x250mm
Cマウント 0.5xCマウントアダプター
照明 Halogen Lamp 6V 30W
サイズ W250xD350xH490mm

金額には消費税を含んでおりません。また、製品の仕様および金額は予告なく変更される場合があります。最新の情報はホームページにてご確認をお願い致します。

ご用命は

バイオツールズ株式会社

〒371-0031 前橋市下小出町 3-7-28
TEL/FAX 050-3532-8697

東日本担当 宮崎

Mobile : 090-3133-9700

E-mail : miyazaki@biotools.jp

西日本担当 黒川

Mobile : 080-9745-2258

E-mail : kurokawa@biotools.jp

info@biotools.jp <http://www.biotools.jp>